



## **LABORINFORMATION**

(06/2022)

### **3 ml Monovette in der Gerinnungsdiagnostik**

Sehr geehrte Einsender,

wir möchten darauf hinweisen das für die übliche Gerinnungsdiagnostik von maximal 6 Parametern, im Zentrallabor, eine 3 ml Zitat Monovette von Sarstedt (SAP Bestell-Nr. 07163609) ausreicht.

Anbei drei Beispiele der unterschiedlichen Zusammenstellungen:

Beispiel 1.: Quick, PTT, TZ, Fib, Fak 8, Fak. 13

Beispiel 2.: Quick, PTT, TZ, Fib, AT3, D-Dimer

Beispiel 3.: Quick, PTT, Fib, Fak 8, vWF AG, vWF AK

Dies ist ein Beitrag zum Patienten Blood Management – Reduktion des diagnostischen Blutverlustes. (<https://www.patientbloodmanagement.de/>)

Bitte bedenken Sie, die 3 ml Monovette ist fast die Hälfte der 5 ml Monovette.

Mit freundlichen Grüßen

Gez.

Prof. Dr. med. J. Geisel  
Leiter der Abteilung

Homburg, den 09.12.22

Gez.

Dr. Rania Touma  
Fachärztin